



ALS Solutions - Tulokset

Analyysitulokset ovat nähtävillä palvelussa heti, kun laboratorio on hyväksynyt ne. Pääset **Tulokset** -sivulle:

- Vasemman reunan valikosta *WebTrieve - Tulokset*
- Klikkaamalla etusivulta *Näytä lisää*
- Etusivun *Analyysitulokset* -kuvakkeesta

The screenshot shows the ALS Solutions web interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Hallinta, WebTrieve™, Tulokset (highlighted with a red box), Analyysitulokset, Analyysiraportit, Näyteasiatilaukset, Asetukset, Tietopankki, Koulutus, and Tilit hallinta. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Tulokset - viimeiset 10 tilausta', contains a table with columns: Alustavat t..., Tilausnumero, Projekti, and Tila. The table lists 10 orders, with the third row (HL2200853) highlighted in blue and marked with a blue flag icon. Below the table are buttons for 'Näytä tulokset' and 'Näytä lisää' (highlighted with a red box). The right section, titled 'Projektinhallinta', features a grid of icons for 'Analyysitulokset' (highlighted with a red box), 'Analyysiraportit', 'Ilmoitukset', 'Luo raja-arvoja', and 'Laskut', along with a 'Käyttäjien hallinnointi' section.

ALS Solutions -palvelun etusivulla näet viimeisimmät 10 tilaustasi. Valitse yksi tai useampi tilaus ja klikkaa *Näytä tulokset*, jolloin näet suoraan ko. tilauksen/tilauksien tulokset. *Alustavat tulokset* sarakkeesta on sininen lippu, jos tilaukselle on saatavilla alustavia tuloksia.

This is a close-up view of the 'Tulokset - viimeiset 10 tilausta' table. The table has columns for 'Alustavat tulokset', 'Tilausnumero', 'Projekti', and 'Tila'. The third row (HL2200853) is selected, indicated by a blue checkmark in the 'Alustavat tulokset' column and a blue flag icon in the 'Alustavat tulokset' column (both highlighted with red boxes). The 'Tila' column shows 'Kesken'. Below the table are buttons for 'Näytä tulokset' (highlighted with a red box) and 'Näytä lisää'.



Näytteet (vertikaalinen)

Monivälinen

	HL2200709-001 (1)	HL2200708-003 (1)	HL2200708-002 (1)	HL2200708-001 (1)
Näyte				
Näyttenumero	HL2200709-001	HL2200708-003	HL2200708-002	HL2200708-001
Näyttenimi	1	1	1	1
Näyttenimi 2		L/S=8	L/S=2	Total conc.
Näytematriisi	MAA/RAKENNUSMATERIAALI	MAA/BETONI	MAA/BETONI	MAA/BETONI
Näytteenottopvm	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022
Vastaanottopvm	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022
Tila	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis
Alustavat tulokset				
Raja-arvot	Ei määritetty	Ei määritetty	Ei määritetty	Ei määritetty
Tulosten hyväksymispvm	14-03-2022 13:52:36	17-03-2022 14:36:33	17-03-2022 14:36:33	14-03-2022 18:14:20
Kommentit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilaukset				
Tilausnumero	HL2200709	HL2200708	HL2200708	HL2200708
Projekti	MDD test 1			

Voit katsoa tuloksia myös eri näkymissä, valitsemalla tarkasteltavan tilauksen ja painamalla toimintavalikkoa tulostaulukon vasemmassa reunassa (kolme pystysuoraa pistettä). Valitse jokin seuraavista näkymistä:

Tulokset Näytä Tilaukset
ALS Test Client
Tilaukset - Saapumispäivä: Viimeiset 30 päivää

Pikahaku

Näytä tulokset Käytä raja-arvoja Vie

Vedä sarakkeotsikko tähän ryhmitteäksesi sarakkeen perusteella

	Tilaukset	Tilausnumero	Projekti	Projektin kuvaus	Tila	Vastaanottopvm	Raportointip...	Alustavat tulokset	Raja-arvot	Yhteyshenkilö	Ostotilausnr.
<input type="checkbox"/>		HL2200724	MDD test 1		Vastaanotettu	11-03-2022	16-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>		HL2200714	MDD test 1		Vastaanotettu	11-03-2022	14-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>		HL2200709	MDD test 1		Valmis	11-03-2022	15-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>					Kesken	11-03-2022	18-03-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei määritetty	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>					Kesken	11-03-2022	29-03-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei määritetty	Janika Holmsten	

- Lataa analyysiraportit
- Näytä Näytteet (yksinkertainen)
- Näytä Näytteet (horisontaalinen)
- Näytä Näytteet (vertikaalinen)

- **Näyte näytteet (yksinkertainen):** näet kootusti tilaus- ja näytetiedot, mutta analyysitulokset eivät näy tässä näkymässä.
- **Näyte näytteet (horisontaalinen):** tulokset esitetään horisontaalisessa näkymässä eli kaikki näytteen tulokset näkyvät samalla rivillä (yksi näytepiste/rivi).
- **Näyte näytteet (vertikaalinen):** tulokset esitetään vertikaalisessa näkymässä eli kaikki näytteen tulokset näkyvät samassa sarakkeessa (yksi näytepiste/sarake).

Voit ladata tilauksen analyysiraportit PDF-muodossa (*Lataa analyysiraportit*), jos tilaus on jo valmis ja siitä on lähetetty lopullinen analyysiraportti.



Näytekohtaisissa näkymissä voit katsoa lisätietoa valitsemalla valikosta *Näytä näytteen tiedot* ja ladata valmiit analyysiraportit PDF-muodossa.

Tulokset Näytä Näytteet (horisontaalinen)
ALS Test Client
Näyte - Saapumispäivä: Viimeiset 30 päivää

Pikahaku

Käytä raja-arvoja Vie

Vedä sarakeotsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen perusteella

	Tilaukset			
	Tilausnumero	Projekti	Projektin kuvaus	
<input type="checkbox"/>	HL2200709-001 (1)	HL2200709	MDD test 1	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">Lataa analyysiraportitNäytä Näytteen tiedot	200704	MDD test 1	
<input type="checkbox"/>	HL2200437-002 (1)	HL2200437	BTEX	
<input type="checkbox"/>	HL2200437-001 (1)	HL2200437	BTEX	



Lataa tuloksia Exceliin

Voit ladata tulokset Exceliin valitsemalla haluamasi tilaukset ja klikkaamalla Vie -painiketta.

WebTrieve

Tulokset Näytä Tilaukset
ALS Test Client
Tilaukset - Saapumispäivä: Viimeiset 30 päivää


Pikahaku

Näytä tulokset Käytä raja-arvoja **Vie**

Vedä sarakeotsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen perusteella

	Tilaukset	Tilausnumero	Projekti	Projektin kuvaus	Tila	Vastaanottpvm	Raportointip...	Alustavat tulokset	Raja-arvot	Yhteyshenkilö	Ostotilausnr.
<input type="checkbox"/>		HL2200724	MDD test 1		Vastaanotettu	11-03-2022	16-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>		HL2200714	MDD test 1		Vastaanotettu	11-03-2022	14-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
<input checked="" type="checkbox"/>		HL2200709	MDD test 1		Valmis	11-03-2022	15-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
<input checked="" type="checkbox"/>		HL2200708			Kesken	11-03-2022	18-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
<input type="checkbox"/>		HL2200707	MDD test 1		Kesken	11-03-2022	29-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	

Löydät ladatut Excel-tiedostot palvelun oikeasta yläkulmasta *Raportit - lataukset*.



Raportit - lataukset

Ostusraportit

Vedä sarakeotsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen perusteella

Latauspäivämäärä	Tila	Alue	Moduuli	Raportti	
> 17-03-2022 16:43	Valmis	Suomi		Vie tiedot	<input type="checkbox"/>
> 17-03-2022 12:44	Valmis	Suomi		Vie tiedot	<input checked="" type="checkbox"/>
> 08-02-2022 13:22	Valmis	Suomi		Tulokset	<input type="checkbox"/>
> 08-02-2022 12:44	Ladatus	Suomi		Vie tiedot	<input type="checkbox"/>
> 31-01-2022 13:46	Valmis	Suomi		Vie tiedot	<input type="checkbox"/>
> 25-01-2022 10:29	Valmis	Suomi		Vie tiedot	<input type="checkbox"/>
> 25-01-2022 10:48	Ladatus	Suomi		Tulokset	<input type="checkbox"/>
> 25-01-2022 10:46	Ladatus	Suomi		Tulokset	<input type="checkbox"/>
> 19-01-2022 14:55	Ladatus	Suomi		Results Export Data	<input type="checkbox"/>
> 12-01-2022 15:56	Ladatus	Suomi		Tulokset	<input type="checkbox"/>


1 - 10 yht. 10 tuloksesta



Voit ladata tulokset Exceliin myös eri muodossa (esim. horisontaalinen muoto) valitsemalla haluamasi tilaukset ja painamalla toimintovalikosta *Vie tiedot*.



Plussa-painikkeella voit valita haluamasi Excel-raporttipohjan ja antaa halutessasi tiedostolle nimen. Valitse haluatko siirtää kaikkien sivulla näkyvien tilauksien tulokset Exceliin vai ainoastaan valitut tilaukset. Paina lopuksi *Vie* ja avaa raportti palvelun oikeasta yläkulmasta *Raportit - lataukset*.





Rajaa hakutuloksia

Voit rajata hakutuloksia käyttämällä yläreunan *Pikahaku* tai valitsemalla suodattimia sarakkeissa.

WebTrieve

Tulokset Näytä Tilaukset
ALS Test Client
Tilaukset - Saapumispäivä: Viimeiset 30 päivää

Pikahaku

Tilaukset - Tilausnumero Tilaukset - Tila Tilaukset - Vastaanottopvm Tilaukset - Projekti
Tilaukset - Raportointipvm Tilaukset - Yhteyshenkilö Tilaukset - Ostotilausnr/viite Tilaukset - Projektin kuvaus

Hyväksy

Näytä tulokset Käytä raja-arvoja Vie

Vedä sarakkeitsikko tähän ryhmitellyksi sarakkeen perusteella

Tilaukset	Tilausnumero	Projekti	Projektin kuvaus	Tila	Vastaanottopvm	Raportointip...	Alustavat tulokset	Raja-arvot	Yhteyshenkilö	Ostotilausnr.
	HL2200724	MDD test 1	Näytä tulokset, joiden arvo: Sisältää	vaastanotettu	11-03-2022	16-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
	HL2200714	MDD test 1		vaastanotettu	11-03-2022	14-03-2022		Odottaa	Janika Holmsten	
	HL2200709	MDD test 1		almis	11-03-2022	15-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
	HL2200708			Kesken	11-03-2022	18-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
	HL2200707	MDD test 1		Kesken	11-03-2022	29-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	
	HL2200706	MDD test 1		Kesken	11-03-2022	18-03-2022		Ei määritetty	Janika Holmsten	

Samat hakutoiminnot löytyvät myös toimintovalikon *Tarkennettu haku* valikosta ja tästä valikosta voit myös tallentaa haun seuraavaa kertaa varten.

Pikahaussa määritetyt suodattimet näkyvät *Tarkennetun haun* valinnassa automaattisesti, mutta voit lisätä vielä muita suodattimia plussapainikkeesta. Lisää haulle nimi ja paina *Tallenna*. Valitse *Tallennetut haut*, kun haluat seuraavan kerran ottaa tallentamasi suodattimet käyttöön.

Tilaukset

Päävalikko
Vaihda pohja
Suodattimet
Tarkennettu haku
Tallennetut haut
Poista tallennetut haut
Tyhjennä suodattimet

Rullaa alas
Näytä Näytteet (yksinkertainen)
Näytä Näytteet (horisontaalinen)
Näytä Näytteet (vertikaalinen)

Kentät
Valitse näytettävät sarakkeet
Tallenna sarakkeasetukset
Nollaa sarakkeasetukset

Vie
Vie tiedot
Lataa analyysiraportit

Raja-arvot
Käytä raja-arvoja

Muokkaa
Suodata

Tilaukset - Projekti

Ajanjakso
Sisältää

Arvo
MDD

Vaadittu

Nimi
MDD projekti

Vaadittu

Vedä sarakkeitsikko tähän ryhmitellyksi sarakkeen perusteella

Kenttä Ajanjakso Arvo
Tilaukset - Projekti Sisältää MDD

Tilaukset - Vastaanottopvm Viimeiset 30 päivää

1 20 tulosta sivulla 1 - 2 yht. 2 tuloksesta

Sulje Tallenna Sulje Suodata Tallenna



Tulosnäkömuokkaus

Voi muokata tulosnäkömuokkua sinulle sopivaksi.

Järjestele sarakkeita: voit siirtää sarakkeita haluamaasi järjestykseen - klikkaa sarakkeen otsikkoa ja pidä hiiren painiketta pohjassa samalla kun vedät sarakkeen haluamaasi kohtaan.

Tilaisuusnumero	Projektin kuvaus	Tila	Vastaanottopvm
HL2200977		Vastaanotettu	29-03-2022
HL2200853	MDD test 1	Kesken	21-03-2022
HL2200724	MDD test 1	Vastaanotettu	11-03-2022
HL2200714	MDD test 1	Vastaanotettu	11-03-2022

Lajittele: sarakkeet voidaan järjestää aakkosittain/numerojärjestykseen klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Lisää tai poista sarakkeita: voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla *Valitse näytettävät sarakkeet* oikean yläreunan toimintovalikosta (kolme pystysuoraa pistettä).


- Päävalikko
- Vaihda pohja
- Suodattimet
 - Tarkennettu haku
 - Tallennetut haut
 - Poista tallennetut haut
 - Tyhjennä suodattimet
- Rullaa alas
- Näytä Näytteet (yksinkertainen)
- Näytä Näytteet (horisontaalinen)
- Näytä Näytteet (vertikaalinen)
- Kentät
 - Valitse näytettävät sarakkeet**
 - Tallenna sarakeasetukset
 - Nollaa sarakeasetukset
- Vie
 - Vie tiedot
 - Lataa analyysiraportit
- Raja-arvot
 - Käytä raja-arvoja

Kenttä	Näytä
Tilaukset	
Alustavat tulokset	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilaisuusnumero	<input checked="" type="checkbox"/>
Tila	<input checked="" type="checkbox"/>
Raja-arvot	<input checked="" type="checkbox"/>
Vastaanottopvm	<input checked="" type="checkbox"/>
Raportointipvm	<input checked="" type="checkbox"/>
Projekti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjouksen nimi	<input type="checkbox"/>
Tulosten hyväksymispvm	<input type="checkbox"/>
Sertifikaatin julkaisupvm	<input type="checkbox"/>
Yhteyshenkilö	<input checked="" type="checkbox"/>
Ostotilaisuusno/viite	<input checked="" type="checkbox"/>
Projektin kuvaus	<input checked="" type="checkbox"/>


Sulje Hyväksy Tallenna



Mikäli haluat tallentaa näkymään tekemäsi sarakemuutokset seuraavaa kertaa varten, valitse *Tallenna sarakeasetukset*. Samasta valikosta voit myös *Nollata sarakeasetukset* palauttaaksesi oletusasetukset.



Voit vaihtaa päänäkömää ja katsoa kaikkien tilauksien tietoja ja analyysituloksia yhtä aikaa eri tulostähtymissä, valitsemalla halutun näkymän tulostaulukon oikeasta yläreunasta.



Valittavat näkymät:

Näytteet (yksinkertainen): näytteet esitetään näytepisteittäin. Huomaathan, etteivät analyysitulokset näy tässä näkymässä.

Näytteet (horisontaalinen): kaikki näytteen tulokset näkyvät samalla rivillä (yksi näytepiste/rivi).

Näytteet (vertikaalinen): kaikki näytteen tulokset näkyvät samassa sarakkeessa (yksi näytepiste/sarake).

Tilaukset: tilauskohtainen näkymä (myös oletusnäkymä). Huomaathan, etteivät yksittäiset analyysitulokset näy tässä näkymässä.

Analyysi: tulokset esitetään analyyseittain. Tulokset näkyvät yksi analyysi/rivi.

Analyysiraportit: yleisnäkymä valmistuneista tilauksista ja niiden analyysiraporteista.