



Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön

PÄIVITETTY 15.11.2017



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

ALS Online-palveluun kirjautuminen

- Henkilökohtaiset ALS Online-tunnukset saat käyttöösi täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän [lomakkeen](#) tai ottamalla yhteyttä [asiakaspalveluumme](#).
- Palveluun pääset kirjautumaan kotisivuiltamme: <https://alsglobal.fi/kirjaudu-sisaan>
- Syötä käyttäjätunnus muodossa 12345-67 ja salasana 8910. Jos olet jo päivittänyt tunnuksesi, kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella ja vaihtamalla salasanalla. Klikkaa nuolta kirjautuaksesi sisään.

ALS ONLINE-PALVELU

ALS Online -palvelun avulla voit tehdä sähköisiä analyysitilauksia, seurata tilauksien etenemistä ja ladata analyysituloksia reaaliajassa.

Käyttäjätunnus: Salasana

[Salasana puuttuu? Aktivoi palvelu tästä. »](#)



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

Käyttäjätunnuksen ja salasanan vaihtaminen

- Halutessasi voit vaihtaa käyttäjätunnuksen omaksi sähköpostiosoitteeksi ja salasanan omavalintaiseksi salasanaksi *Omat Asetukset* -kohdasta sivun ylälaudassa.



OMAT RAJA-ARVOT ▾ TILAUKSET ▾ ANALYYSITULOKSET ▾ OMAT ASETUKSET ▾

OMAT ASETUKSET

Omat yhteystiedot	
Nimi:	Asiakaspalvelu
Käyttäjätunnus:	20924-05
Yritys:	ALS Finland Oy
Osoite:	Ruosilankuja 3 A 00390 Helsinki Finland
Puhelinnumero:	+358 10 470 1200
Aikavyöhyke:	Europe/Helsinki
Online-palvelutili	
Kirjautumisasetukset:	Käyttäjätunnuksena asiakasnumero 20924-05 ja numeerinen salasana Vaihda kirjautumisasetuksia; muuta käyttäjätunnus s-postiosoitteeksi ja vaihda salasana: Vaihda salasana
Käyttöoikeus:	role_internal
Puitesopimustarjous	
Tarjousnumero:	OF999998 voimassa: 2017-12-31
Yksityiskohdat:	Voimassa oleva tarjous sisältää 105 analyysipakettia.



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

Aktiiviset tilaukset

- Omat aktiiviset tilauksesi näkyvät *Tilaukset* -kohdassa.
- Voit hakea tilauksia tietyltä aikaväliltä vasemman puolen aikavälihaun avulla tai vapaalla hakusanalla oikean puolen hakukentän avulla.

ALS webAsiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT TILAUKSET ANALYYSITULOKSET OMAT ASETUKSET

AKTIIVISET TILAUKSET

HAKUASETUKSET

Aikaväli

Alla näette kaikki aktiiviset analyysitilauksenne. Sivustolta on myös mahdollista nähdä alustavia tuloksia ja kopioida, tulostaa tai siirtää niitä Excelliin.

Kopioi Tulosta Vertikaalinen siirto (xls) Horisontaalinen siirto (xls)

Näytetään 10 tilausta

Etsi kaikista hakukentistä:

TilausNro	Saapunut	Arviolta valmis	Paketti	Tilauksen lisätiedot	Projekti	Tila
+ K1800000	20171010	20171016	MAA		123456	Analysointi kesken

Näytetään 1-1 tilausta 1 tilauksesta

Ensimmäinen Edellinen 1 Seuraava Viimeinen

Sisältää tuloksia, joiden arvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin raja-arvo



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki


T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

Analyysitilaukset

- Pääset luomaan uuden analyysitilauksen kohdassa Tilaukset -> Tilaus -> Luo uusi tilaus.

ALS webAsiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT TILAUKSET ANALYYSITULOKSET OMAT ASETUKSET

AKTIIVISET TILAUKS Tilaus Luo uusi tilaus

HAKUASETUKSET

Aikaväli

Alla näette kaikki aktiiviset analyysitilauksenne. Sivustolta on myös mahdollista nähdä alustavia tuloksia ja kopioida, tulostaa tai siirtää niitä Exceliin.

Kopioi Tulosta Vertikaalinen siirto (xls) Horizontaalinen siirto (xls)

Näytetään 10 tilausta

Etsi kaikista hakukentistä:

TilausNro	Saapunut	Arviolta valmis	Paketti	Tilauksen lisätiedot	Projekti	Tila
<input type="checkbox"/> K1800000	20171010	20171016	MAA		123456	Analysointi kesken

Näytetään 1-1 tilausta 1 tilauksesta

Ensimmäinen Edellinen 1 Seuraava Viimeinen

Sisältää tuloksia, joiden arvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin raja-arvo

Right Solutions • Right Partner

www.alsglobal.fi



- *Tilauksen tiedot* -sivulla tulee täyttää vähintään kaikki tähdellä (*) merkityt tiedot.
- Pika-aikataulu valittaessa tulee merkitä joko pyydetty raportointipäivä tai pyydetty analyysiaika numeroin (1 = 1 päivä, 2 = päivä jne.) Mikäli samalla tilauksella on sekä pika- että normaaliaikaisia analyyseja, tulee analyysitilaukseen merkitä pika-aikataulu ja *Lisätietoja laboratoriolle* -kenttään tarkentaa mitä näytteitä pika-aikataulu koskee.
- *Näytteiden toimituspäivä* -kohtaan on hyvä merkitä lisätietona näytteiden toimituspäivä ALS:lle, jotta tiedämme milloin näytteet saapuvat meille (merkintää on hyvä käyttää esim. ennakkotilauksissa).
- Jatka eteenpäin painamalla Tallenna >> Seuraava.

TULOKSET OMAT ASETUKSET

Tilauksen tiedot Näytteiden tiedot Tilauksen vahvistus

Asiakasnumero	20924-05
Yrityksen nimi	ALS Finland Oy
Yhteyshenkilö	Asiakaspalvelu
Laskutusosoite *	ALS Finland Oy, c/o Rantalainen&Talsi Oy, Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki
Laskutusviite *	12345
Puitesopimus/projektitarjous	Tarjousnumero Ehdotus: OF999998
Projektinumero/nimi *	123456
Näytteenottaja	Näytteenottaja
Sähköpostiosoite tilausvahvistukselle ja analyysiraportille *	asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com + Muut vastaanottajat, erota puolipiikulla ' ; ':
Tulosten raportointiaika (TAT) *	<input checked="" type="radio"/> Normaaliiikataulu (ei alustavia raportteja, tulokset raportoidaan kerralla kaikkien analyysien valmistuttua) <input type="radio"/> Normaaliiikataulu (tuloksia raportoidaan alustavilla raporteilla sitä mukaan kun analyysit valmistuvat) <input type="radio"/> Ei kiireellinen, 10 työpäivää on riittävä aikataulu <input type="radio"/> Pika-aikataulu, lisää pyydetty raportointipäivä Valitse päivä <input type="radio"/> Pika-aikataulu, lisää pyydetty analyysiaika (työpäivissä) Analyysiaika
Näytteiden toimituspäivä	2017-10-09
Lisätietoja laboratoriolle koskien tilausta	

* = merkityt kentät ovat pakollisia tilauksen lähetystä varten, mutta voit tallentaa luonnoksen myös ilman näitä tietoja.



- *Näytteiden tiedot* -sivulla valitaan ensin näytematriisi ja näytetyyppi vetovalikosta.
- Etsi analyyseja valikoimasta joko hakusanalla (voit käyttää haussa analyysin nimeä tai tilauskoodia) tai suoraan valitsemalla analyysirullavalikosta.
- Klikkaamalla analyysipakettia viereen ilmestyy analyysipaketin sisältö ja muuta lisätietoa analyysistä.
- Valitse haluamasi analyysi valitsemalla analyysi listasta ja paina "Lisää" - analyysi ilmestyy alla näkyvään tilauskenttään.

Tilauksen tiedot **Näytteiden tiedot** Tilauksen vahvistus

Näytematriisi

Maa, liete ja sedimentti ▼

Vain yksi näytematriisi / tilaus on sallittu

Näytetyyppi

Maa ▼

Näytetyypin muutos vaihtaa näytetyypin kaikkiin näytteisiin kerralla.

Etsi hakusanalla

Etsi analyysipaketteja kirjoittamalla hakusana

S-TC-COU: TC (hiilen kokonaismäärä)
S-AOX-COU: AOX
S-FORM-PHO: Formaldehydi
S-SO4-GR: Sulfaatti
S-SO4A-GR: Sulfaatti, alhaiset määritysrajat
S-LI50GR: Hehkutushäviö/hehkutusjäänös 550°C:ssa
S-METAXHB1: Metallipaketti 1. (sis. Vna 214/2007 metallit), kuningasv
S-METAXHB1+S-HG-AFSHB: Metallit, sedimenttien ruoppaus- ja läjitysöl
S-METAXHB2: Metallipaketti 2. - kuningasvesihajotus, ICP-OES
S-CL-TIT: Kloridi
S-CNF-PHO: Syanidi, vapaa ja helposti vapautuva
S-CNT-PHO: Svanidi, kokonais

Lisää analyysi näytteelle kaksoisklikkaamalla sitä tai painamalla "Lisää". Voit valita useita analyyseja samaan aikaan pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa.

Lisää

Analyyysin lisätiedot

S-SO4-GR: Sulfaatti

Yhdiste:	LOR:
sulfaatti	0.1 % k.a.

TIETOJA ANALYYSISTA/PAKETISTA

Hinta: 33 / näyte
Normaali analyysiaika:
10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä : 50 g
Näyteastia:
Kaasutiivispussi
Menetelmä:
Gravimetrinen / CSN 72 0117
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Ei
Näytteenotto-ohjeet :
Näytteenoton jälkeen säilytää ja kuljeta näytteitä -8°C:ssa.

Valitse analyysipaketti viereissä olevasta listasta nähdäksesi analyysin lisätiedot.



- Täydennä tilaukselle näytenimi sekä ruksita näytteelle haluamasi analyysit.
- Klikkaamalla *Toiminnot* -sarakeesta vihreää plus-painiketta saat lisättyä tilaukselle useamman näytteen.
- Voit poistaa näyterivin tai analyysisarakkeen painamalla punaista ruksia.
- *Lisätietoja näytteestä* -kenttään voit kirjoittaa esimerkiksi näytteen likaisuusarvion tai muita huomioita.
- Jatka painamalla Tallenna >> Seuraava.

Rivi	Viivakoodi	Näytenimi	Näytetyyppi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toiminnot	Lisätietoja näytteestä	Näytteenottopäivä
1	<input type="text" value="Viivakoodi"/>	<input type="text" value="Maa 1"/>	<input type="text" value="Maa"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="2017-09-06"/>
2	<input type="text" value="Viivakoodi"/>	<input type="text" value="Maa 2"/>	<input type="text" value="Maa"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="2017-09-06"/>

Jotta voit tallentaa ja jatkaa eteenpäin, tulee jokaiselle näytteelle valita vähintään yksi analyysi ja jokaista analyysisaraketta kohden valita vähintään yksi näyte. Näyterivit ja analyysisarakkeet, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat merkitty punaisella värillä. Pakolliset kentät ovat merkitty punaisella värillä ja punaisella reunuksella.

Merkitse näytteen likaisuusarvio (jos tiedossa) kohtaan «lisätietoja näytteestä» käyttäen seuraavia merkintöjä: Un = Tuntematon, C = Puhdas, L = Alhaisia pitoisuuksia, D = Likainen.


Näytteet murskataan tarvittaessa analyysija varten niiden edustavuuden takaamiseksi, jos muuta esikäsittelyä ei erikseen pyydetä.

Tallenna luonnos

Tallenna >> Seuraava



- Siirryt *Tilauksen Vahvistus* -sivulle, jossa voit vielä tarkastaa analyysit ja muut tilauksen tiedot.
- Pääset halutessasi edellisille sivuille muokkaamaan tilausta painamalla sivun ylälaudassa olevia *Näytteiden tiedot* tai *Tilauksen tiedot* -sivuja.
- Kun tilaus on valmis, paina Vahvista >> Lähetä.
- Tilauksen voi myös halutessaan poistaa kokonaan vasemmalla olevasta *Toiminnot* -valikosta valitsemalla *Poista tilaus*.

ALS web Asiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT ▾ TILAUKSET ▾ ANALYYSITULOKSET ▾ OMAT ASETUKSET ▾

TILAUS Tilauksen tiedot | **Näytteiden tiedot** | Tilauksen vahvistus

Tarkista tiedot ja vahvista tilaus painamalla Vahvista >> Lähetä™

Tulosta

ALS Online-tilauksen referenssinumero: [Tilasta ei ole vielä lähetetty] Tilauspäivä: 2017-10-11

Asiakas	Tilauksen tiedot
Yritys ALS Finland Oy	Laskutusviite 12345
Yhteyshenkilö Asiakaspalvelu	Projektinumero/nimi 123456
Sähköposti asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com	Näyteenottaja
Asiakasnro 20924-05	Raportointiaikataulu (TAT) Normaalikaatulu (ei alustavia raporteja, tulokset raportoidaan kerralla kaikkien analyysien valmistuttua)
Osoite Ruosilankuja 3 A	Puitesopimustarjous
Postiosoite 00390 Helsinki	Näytteiden lukumäärä 1
Maa Finland	Näytematriisi Maa, liete ja sedimentti
Puhelin +358 10 470 1200	Näytteiden toimituspäivä
Matkapuhelin	
Laskutusosoite ALS Finland Oy, c/o Rantalainen&Talsi Oy, Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki	Lisätietoja laboratorioille koskien tilausta

Rivi	Viivakoodi	Näytenimi	Näytetyyppi	Ostoskori/valitut analyysit	Lisätietoja näytteestä	Näyteenottoaika
1		12345	Maa	S-PAHGMS01: PAH-yhdisteet 16 kpl	L	2017-10-09

BETA-VERSIO
Tämä on online-tilausjärjestelmän beta-versio. Parannamme jatkuvasti järjestelmän toimintoja ja arvostamme kaikenlaista palautetta siihen liittyen: webmaster.lu@alsglobal.com

Vahvista >> Lähetä



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki


T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

- Tilaus on lähetetty onnistuneesti ALS:lle, kun alalaidassa näkyy teksti ”Tämä tilaus on jo vahvistettu ja tilauksen status on: Lähetetty ALS:lle”.
- Tulosta vahvistussivu painamalla *Tulosta* sivun ylälaidasta ja laita tuloste näytteiden kanssa samaan pakettiin. Jos tulostaminen ei ole mahdollista, kirjaa tilauksen referenssinumero paperille ja laita se näytteiden mukaan.
- Huom. Online-tilauksia ei voi muuttaa jälkikäteen. Tilauksien mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa asiakaspalveluun joko sähköpostilla tai puhelimitse.

**Tulosta tämä sivu ja toimita se ALS:lle näytteiden kanssa samassa lähetyslaatikossa.
Huomio, että selaimesi saattaa estää uuden välilehden avautumisen!**



Tulosta

ALS Online-tilauksen referenssinumero: OLR0131409

Tilauspäivä: 2017-10-09

Asiakas

Yritys ALS Finland Oy
Yhteyshenkilö Asiakaspalvelu
Sähköposti asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com
Asiakasnro 20924-05
Osoite Ruosilankuja 3 A
Postiosoite 00390 Helsinki
Maa Finland
Puhelin +358 10 470 1200
Matkapuhelin
Laskutusosoite ALS Finland Oy, c/o Rantalainen&Talsi Oy, Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki

Tilauksen tiedot

Laskutusviite 12345
Projektinumero/nimi 123456
Näytteenottaja
Raportointiaikataulu (TAT) Normaaliaikataulu (ei alustavia raportteja, tulokset raportoidaan kerralla kaikkien analyysien valmistuttua)
Puitesopimustarjous
Näytteiden lukumäärä 1
Näytematriisi Maa, liete ja sedimentti
Näytteiden toimituspäivä 2017-10-09

Lisätietoja laboratoriolle koskien tilausta


Rivi	Viivakoodi	Näyttenimi	Näytetyyppi	Ostoskori/valitut analyysit	Lisätietoja näytteestä	Näytteenottopäivä
1		12345	Maa	S-PAHGMS01	L	2017-10-09

Tämä tilaus on jo vahvistettu ja tilauksen status on: Lähetetty ALS:lle



Tilauspohjien luominen

- Mikäli halutaan luoda uusi tilauspohja, valitaan vasemmanpuoleisesta valikosta *Toiminnot* -kohdasta *Luo uusi tilauspohja* ja täytetään tilaus normaalisti niiden tietojen osalta, mitä tilauspohjaan halutaan tallentaa (esim. jos näytetietoja ei haluta pohjaan, jätetään näytetietokohdat tyhjiksi).

ALS web Asiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT TILAUKSET ANALYYSITULOKSET OMAT ASETUKSET

TILAUS Tilauksen tiedot Näytteiden tiedot Tilauksen vahvistus

Toiminnot

+ Luo uusi tilaus

+ Luo uusi tilauspohja

Omat tilaukset Luo uusi tilauspohja

Omat tilauspohjat

BETA-VERSIO

Tämä on online-tilausjärjestelmän beta-versio. Parannamme jatkuvasti järjestelmän toimintoja ja arvostamme kaikenlaista palautetta siihen liittyen: webmaster.lu@alsglobal.com

Asiakasnumero 20924-05

Yrityksen nimi ALS Finland Oy

Yhteyshenkilö Asiakaspalvelu

Laskutusosoite * Ei valittu

Laskutusviite * Laskutusviite

Puitesopimus/projektitarjous Tarjousnumero Ehdotus: OF999998

Projektinumber/nimi * Projektinumber/nimi

Näytteenottaja Näytteenottaja

Sähköpostiosoite tilausvahvistukselle ja analyysiraportille * Sähköpostiosoite tilausvahvistukselle ja an + Muut vastaanottajat, erota puolipiikulla * ; *

Tulosten raportointiaika (TAT) *

Normaalikaikataulu (ei alustavia raporteja, tulokset raportoidaan kerralla kaikkien analyysien valmistuttua)

Normaalikaikataulu (tuloksia raportoidaan alustavilla raporteilla sitä mukaan kun analyysit valmistuvat)

Ei kiireellinen, 10 työpäivää on riittävä aikataulu

Pika-aikataulu, lisää pyydetty raportointipäivä Valitse päivä

Pika-aikataulu, lisää pyydetty analyysiaika (työpäivissä) Analyysiaika

Näytteiden toimituspäivä Valitse päivä

Lisätietoja laboratoriolle koskien tilausta

* = merkityt kentät ovat pakollisia tilauksen lähetystä varten, mutta voit tallentaa luonnoksen myös ilman näitä tietoja.

Tallenna luonnos Tallenna >> Seuraava



- Keskenäisestä tilauksesta voi myös luoda itselleen uuden tilauspohjan tulevaisuuden käyttöä varten valitsemalla vasemmanpuolen valikosta *Tallenna uudeksi tilauspohjaksi*, tällöin myös näytetiedot tallentuvat pohjaan. Tällaista tilauspohjaa voi hyödyntää esimerkiksi seurantanäytteenotossa.
- Toiminto *Luo tilauksesta kopio* toimii kuten yllä oleva vaihtoehto ja kopioi myös näytetiedot tilauspohjaan, mutta tämä on vain kertaluontoinen tilaus eikä sitä tallenneta pysyvästi tilauspohjiin.
- Omia tilauspohjia pääsee käyttämään kohdasta *Omat tilauspohjat* ja tilaushistoriaa tarkastelemaan kohdasta *Omat tilaukset*.

ALS web Asiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT TILAUKSET ANALYYSITULOKSET OMAT ASETUKSET

TILAUS Tilauksen tiedot Näytteiden tiedot Tilauksen vahvistus

Tarkista tiedot ja vahvista tilaus painamalla Vahvista >> Lähetä™

Tulosta

ALS Online-tilauksen referenssinumero: [Tilausta ei ole vielä lähetetty] Tilauspäivä: 2017-10-11

Asiakas		Tilauksen tiedot	
Yritys	ALS Finland Oy	Laskutusviite	12345
Yhteyshenkilö	Asiakaspalvelu	Projektinumero/nimi	123456
Sähköposti	asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com	Näytteenottaja	
Asiakasnro	20924-05	Raportointiaikataulu (TAT)	Normaaliaikataulu (ei alustavia raportteja, tulokset raportoidaan kerralla kaikkien analyysien valmistuttua)
Osoite	Ruosilankuja 3 A	Puitesopimustarjous	
Postiosoite	00390 Helsinki	Näytteiden lukumäärä	1
Maa	Finland	Näytematriisi	Maa, liete ja sedimentti
Puhelin	+358 10 470 1200	Näytteiden toimituspäivä	
Matkapuhelin			
Laskutusosoite	ALS Finland Oy, c/o Rantalainen&Talsi Oy, Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki	Lisätietoja laboratoriolle koskien tilausta	

Rivi	Viivakoodi	Näyttenimi	Näytetyyppi	Ostoskori/valitut analyysit	Lisätietoja näytteestä	Näytteenottoaika
1		12345	Maa	S-PAHGM501: PAH-yhdisteet 16 kpl	L	2017-10-09

Vahvista >> Lähetä



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki


T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

Valmiit analyysitulokset

- Voit tarkastella analyysituloksia klikkaamalla sivun yläpalkin kohtaa *Analyysitulokset*.
- Avautuvalta sivulta on näkyvissä kaikki valmistuneet, raportoidut tilaukset ja niiden PDF-raportit.
- Tilauksia voi hakea eri hakutoimintojen ja hakusanojen avulla, esimerkiksi projektinumeron perusteella tai tietyltä aikaväliltä.

ALS webAsiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT TILAUKSET ANALYYSITULOKSET OMAT ASETUKSET

RAPORTOIDUT ANALYYSITULOKSET

HAKUASETUKSET

Aikaväli

Lähetä

RAJA-ARVOT

Tältä sivulta näette kaikki valmistuneet, raportoidut tilaukset ja niiden pdf-raportit. Tilauksia voi hakea eri hakutoimintojen ja hakusanojen avulla, esim. projektinumeron perusteella tai tietyltä aikaväliltä.

Huom! Vain näkyvissä olevat rivit tulostuvat, jos käytät kopiointi/tulostus/PDF-siirtoa. Saadaksesi kaikki tulokset näkyviin, käytä Excel-toimintaa.

Kopioi Tulosta Vertikaalinen siirto (xls) Horisontaalinen siirto (xls)

Näytetään 10 tilausta

Etsi kaikista hakukentistä:

TilausNro	Saapunut	Paketti	Tilauksen lisätiedot	Projekti	Raja-arvot	Analyyseraportti	Tila
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> K1709130	20170825	MAA		TESTINÄYTTEET ALS FI			Laskutettu

Näytetään 1-1 tilausta 1 tilauksesta

Ensimmäinen Edellinen 1 Seuraava Viimeinen



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

Alustavat analyysitulokset

- Online-palvelun kautta voit tarkastella myös alustavia tuloksia allekirjoittamalla sopimuksen *Tilaukset* -kohdassa.
- Allekirjoita sopimus painamalla sinistä tekstiä *Allekirjoita sopimus tästä*.



ALS web

Asiakaspalvelu



OMAT RAJA-ARVOT

TILAUKSET

ANALYYSITULOKSET

OMAT ASETUKSET

AKTIIVISET TILAUKSET

Allekirjoita sopimus nähdäksesi alustavia tuloksia Online-palvelun kautta. [Allekirjoita sopimus tästä](#).

HAKUASETUKSET

Aikaväli

Lähetä

Alla näette kaikki aktiiviset analyysitilauksenne. Sivustolta on myös mahdollista nähdä alustavia tuloksia ja kopioida, tulostaa tai siirtää niitä Exceeliin.

Kopioi Tulosta Vertikaalinen siirto (xls) Horisontaalinen siirto (xls)

Näytetään 10 tilausta

Etsi kaikista hakukentistä:

TilausNro	Saapunut	Arviolta valmis	Paketti	Tilauksen lisätiedot	Projekti	Tila
Hakutuloksia ei löytynyt.						

Näytetään 1–NaN tilausta NaN tilauksesta (Suodatettu max_tilauksesta)

Ensimmäinen Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava Viimeinen

Sisältää tuloksia, joiden arvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin raja-arvo

COOKIES



ALS Finland © 2016



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

- Lue sopimus huolella läpi, kirjaa salasanasi tyhjään kenttään ja valitse *Hyväksyn*.



OMAT RAJA-ARVOT

TILAUKSET

ANALYYSITULOKSET

OMAT ASETUKSET

ALS web

Asiakaspalvelu



SOPIMUS

Olet allekirjoittamassa sopimusta ALS:n kanssa.

ALUSTAVAT TULOKSET

ALS Online-palvelun avulla on mahdollista tarkastella alustavia analyysituloksia, vaikka osa tilatuista analyyseistä olisi vielä kesken. Tämän palvelun aktivoiminen mahdollistaa siis analyysituloksien seuraamisen sitä mukaan, kun analyysit valmistuvat. Kaikki alustavat tulokset ovat erikseen merkitty käyttäjäliittymään. On kuitenkin hyvä huomioida, että ALS ei ole vielä lopullisesti hyväksynyt ja raportoinut näitä tuloksia ja alustavat tulokset voivat joissain tapauksissa muuttua vielä ennen niiden lopullista raportointia, esim. sisäisen laadunvarmistuksen myötä. Online-palvelussa olevien alustavien tuloksien kaikenlainen käyttö on siis täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Haluan aktivoida pääsyn alustaviin tuloksiin ja täten vakuutan tämän käyttäjätilin käyttäjänä, että ymmärrän ALS Online-palvelussa esitettyjen tuloksien voivan mahdollisesti muuttua ennen niiden lopullista raportointia.

Salasana

Hyväksyn

Allekirjoita käyttäjätietojasi koskevat sopimukset.



ALS Finland Oy

Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki

T 010 470 1200

F 010 470 1201

E Asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com

- Alustavia tuloksia voit tarkastella klikkaamalla tilausnumeron vieressä olevaa + -painiketta.
- Näkymään avautuu Excel-tiedosto, jonka avaamalla voit tarkastella alustavia tuloksia.



ALS web

Asiakaspalvelu

OMAT RAJA-ARVOT

TILAUKSET

ANALYYSITULOKSET

OMAT ASETUKSET

RAPORTOIDUT ANALYYSITULOKSET

HAKUASETUKSET

Aikaväli

Lähetä

RAJA-ARVOT

Tältä sivulta näette kaikki valmistuneet, raportoidut tilaukset ja niiden pdf-raportit. Tilauksia voi hakea eri hakutoimintojen ja hakusanojen avulla, esim. projektinumeron perusteella tai tietyltä aikaväliltä.

Huom! Vain näkyvissä olevat rivit tulostuvat, jos käytät kopiointi/tulostus/PDF-siirtoa. Saadaksesi kaikki tulokset näkyviin, käytä Excel-toimintaa.

Kopioi Tulosta Vertikaalinen siirto (xls) Horisontaalinen siirto (xls)

Näytetään 10 tilausta

Etsi kaikista hakukentistä:

TilausNro	Saapunut	Paketti	Tilauksen lisätiedot	Projekti	Raja-arvot	Analysiraportti	Tila
<input type="text" value="TilausNro"/>	<input type="text" value="Saapunut"/>	<input type="text" value="Paketti"/>	<input type="text" value="Tilauksen lisätiec"/>	<input type="text" value="Projekti"/>			
<input type="checkbox"/> K1800000	20171010	MAA		123456			Analysointi kesken, Alustavat tulokset
<input type="checkbox"/> K1709130	20170825	MAA		TESTINÄYTTEET ALS FI			Laskutettu

Lataa tulokset K1709130
Taulukon tyyli : Vertikaalinen | Horisontaalinen

Näyt nimi:
TR_KK99, TR_KK100, TR_KK101

Näytetään 1-2 tilausta 2 tilauksesta

Ensimmäinen Edellinen 1 Seuraava Viimeinen